

# Chromatographie par résine échangeuse d'ions Séparation $\text{Ni}^{2+}$ et $\text{Co}^{2+}$

L'objectif est de séparer les ions  $\text{Ni}^{2+}$  et  $\text{Co}^{2+}$  en utilisant une résine échangeuse d'ions. Il est intéressant d'effectuer cette séparation ainsi car les deux ions ont les mêmes propriétés vis-à-vis de la précipitation. Le nickel et le cobalt sont généralement présents dans les mêmes minerais lors de leur extraction.

## Protocoles et notes :

- une colonne fine munie d'un fûté et d'un robinet est remplie d'Ambelite aux  $\frac{2}{3}$ .
- la résine est lavée avec 25 ml d'eau, 25 ml de  $\text{HO}^-$  à 1M, 25 ml d'eau et 25 ml de  $\text{HCl}$  à 9M (éprouvettes).

Le lavage à l'eau permet d'enlever les impuretés présentes dans la résine. Le lavage à  $\text{HO}^-$  permet de greffer les ions  $\text{HO}^-$  sur l'ion ammonium. Le second lavage à l'eau permet d'enlever les impuretés et les  $\text{HO}^-$  non greffés. Le lavage à  $\text{HCl}$  permet de greffer les ions  $\text{Cl}^-$  sur l'ammonium quaternaire.

Un changement de couleur à lieu : l'ambelite était initialement orange, puis est devenue rouge avec le lavage à  $\text{HO}^-$  puis est redevenue orange avec le lavage à  $\text{HCl}$ .

- 1 ml de  $\text{NiCl}_2$  à 1M (vert, pipette jaugée) est mis dans un bécher puis est ajouté 0,5 ml de  $\text{CoCl}_2$  à 0,1M (pipette graduée, rose) et 8 ml de  $\text{HCl}$  à 9M. La solution est placée dans une colonne et est éluée avec  $\text{HCl}$  à 9M.

Les complexes formés sont les suivants :  $[\text{CoCl}_4]^{2-}$  et  $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ . Comme  $[\text{CoCl}_4]^{2-}$  a une charge plus forte que  $\text{Cl}^-$ , le complexe se greffe sur l'amberlite et prend la place de  $\text{Cl}^-$ . Dans ce cas,  $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$  éluent en premier.

- la fraction de  $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$  est alors récupérée (vert) dans un erlenmeyer.

- On éluent alors maintenant avec  $\text{H}_2\text{O}$ .

En ajoutant de l'eau,  $[\text{CoCl}_4]^{2-}$  devient  $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$  et éluent. Dans l'erlenmeyer de récupération, ~ 1 ml de  $\text{HCl}$  à 9M est versé afin que la solution soit bleue.

- Les deux solutions sont placées dans des fioles jaugées de 50 ml et complétées avec de l'eau ou  $\text{HCl}$  9M.

Schéma récapitulatif :

