

Étude cinétique de la saponification de l'acétate d'éthyle

Protocole :

1. Préparation des solutions :

Dans une fiole jaugée de 250 ml, introduire 94 g d'hydroxyde de sodium et compléter avec de l'eau. La solution préparée est de concentration $4 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ en hydroxyde de sodium dans l'eau.

Dans une fiole jaugée de 250 ml, introduire 0,88 g d'acétate d'éthyle et compléter avec de l'eau. La solution préparée est de concentration $4 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ en acétate d'éthyle dans l'eau.

2. Détermination de l'ordre global :

Régler la température du bain thermostaté à 20°C .

Préparer deux béchers de 100 ml (thermostatés) : le premier contenant 30 ml de la solution d'hydroxyde de sodium (éprouvette graduée), le second contenant 20 ml de la solution d'acétate d'éthyle (pipette jaugée).

Le contenu des béchers est laissé à thermostat environ 15 minutes avant le début des mesures. La cellule conductimétrique est plongée dans un bécher contenant la solution d'acétate d'éthyle.

Au bout de 15 minutes, prélever à la pipette jaugée 20 mL de la solution d'hydroxyde de sodium et les introduire dans le bécher d'acétate d'éthyle.

Enregistrer la conductance de la solution pendant au moins 30 minutes. (plaque d'acquisition Catis-Pro).

Interprétation :

Soit a la concentration initiale des réactifs.

$$(a = 4 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})$$

Si la réaction est d'ordre global deux, la loi de vitesse s'exprime :

$$\frac{dx}{dt} = k(a-x)^2$$

soit, en intégrant :

$$\boxed{\frac{x}{a-x} = akt}$$

À l'instant t , la conductance de la solution est :

$$G(t) = \alpha \sum (\lambda_i c_i(t)) = \alpha a \lambda_{\text{Na}^+} + \alpha (a-x) \lambda_{\text{HO}^-} + \alpha x \lambda_{\text{Ac}^-}$$

$$\boxed{\text{À } t=0} : G_0 = \alpha a (\lambda_{\text{HO}^-} + \lambda_{\text{Na}^+})$$

$$\boxed{\text{À } t=\infty} : G_{\infty} = \alpha a (\lambda_{\text{Na}^+} + \lambda_{\text{Ac}^-})$$

Soit, en exprimant G en fonction de G_{∞} et G_0 :


$$G = G_{\infty} + (G_0 - G_{\infty}) \frac{a-x}{a}$$

$$\Leftrightarrow G = G_0 + (G_{\infty} - G_0) \frac{x}{a}$$

ou, en remplaçant x par son expression :

$$G(t) = G_{\infty} + \frac{1}{ak} \cdot \frac{G_0 - G(t)}{t}$$

On trace $G = f\left(\frac{G_0 - G}{t}\right)$ et on remonte à la valeur de k avec la pente.



AEQS appliqué à (I) :

$$k_1 [\text{ester}] [\text{HO}^-] = (k_{-1} + k_2) [\text{I}]$$

Soit,

$$v = \frac{k_1 k_2}{k_{-1} + k_2} [\text{ester}] [\text{HO}^-]$$