

Dosage par étalonnage.


- * C'est une méthode qui nous permet de trouver la concentration d'une solution inconnue.
- * Ce dosage est particulier car il faut au préalable faire une courbe d'étalonnage.

↳ on n'a pas assez de données sur le produits.

- * On va faire des mesures (souvent absorbance) par plusieurs solutions de concentrations connues.

⚠ il faut bien sûr que la courbe d'étalonnage comprenne la valeur de concentration de la solution inconnue.

• Ensuite on fait la mesure par la solution inconnue et on regarde avec la courbe la solution.



- * On peut le faire par $KMnO_4$, ou Cu^{2+} par teneur en cuivre dans pièce.
- * On peut le faire avec la conductimétrie, polarimétrie.